

03-01-МВИ

Методика выполнения измерений массовой концентрации ионов ртути в пробах питьевой, природных и очищенных сточных вод на полярографе с электрохимическим датчиком “Модуль ЕМ-04”.

ПНД Ф 14.1:2:4.150-99
Аттестовано в ГП
“ВНИИМ им. Д.И. Менделеева”
Свидетельство о метрологической
Аттестации №2420/143-01

Разработчик: НТФ «Вольта», 190020, Санкт-Петербург,
Наб. Обводного канала 150, (812) 786-65-89

Методика выполнения измерений для одновременного определения массовой концентрации ионов ртути в питьевой, природной и очищенной сточной водах.

Диапазон измерений массовой концентрации металлов, мкг/дм³:

для питьевой воды	0.15÷30
для природной и очищенной сточной вод	0,5÷30

Границы относительной погрешности измерения массовых концентраций ионов металлов при $P = 0,95$:

для питьевой воды:

в диапазоне от 0,15 до 0,5 мкг/дм ³	± 30 %
в диапазоне св. 0,5 до 2 мкг/дм ³	± 25 %
в диапазоне св. 2 до 30 мкг/дм ³	± 20 %

для природной и очищенной сточной вод:

в диапазоне св. 0,5 до 2 мкг/дм ³	± 30 %
в диапазоне св. 2 до 30 мкг/дм ³	± 25 %



ООО “НТФ“Вольта”, 190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 150.
Телефон: (812) 786-72-89, 327-02-71. Тел/факс (812) 786-65-89,
<http://volta.spb.ru>, e-mail: volta@volta.spb.ru.

Комплект поставки:

- Текст методики;
- Измерительный специальный электрод;
- Вспомогательный электрод углеситалловый;
- Электрод сравнения ЭВЛ-1М4;
- Электролитический ключ;
- Стеклоанный стакан;



ООО "НТФ" "Вольта", 190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 150.
Телефон: (812) 786-72-89, 327-02-71. Тел/факс (812) 786-65-89,
<http://volta.spb.ru>, e-mail: volta@volta.spb.ru.